



Receptor de FM para IC Freedom

Válido para

- Implante coclear



Descripción

Es el receptor universal de Microlink equipado con la tecnología Dynamic FM, pero adaptado a la forma y conectores del procesador de Nucleus Freedom con el fin de que quede integrado en una única unidad.

El receptor ajusta automáticamente el nivel de salida de audio según las características de la entrada de sonido a la que va conectado, asegurando siempre un nivel de audio claro sin llegar a saturar la entrada de la prótesis.

Es multifrecuencia, seleccionable desde su botón incorporado o desde el transmisor Inspiro, y tiene un modo de espera especial que permite ahorrar pilas del procesador cuando no está en funcionamiento.

Nota: Los sistemas de FM Phonak no son compatibles con los sistemas de otros fabricantes.

